

INSTRUÇÕES DE USO

DILATADOR NASAL *mais* + **Ar**

WWW.DILATADORNASAL.COM.BR

FACILITA A RESPIRAÇÃO

MAIS AR é um dilatador nasal externo que abre as vias nasais por ação mecânica. Age imediatamente melhorando a entrada do ar pelo nariz ao diminuir a resistência à passagem do fluxo de ar, permitindo que você respire mais facilmente.

DIMINUI A CONGESTÃO NASAL

Se você sofre de congestão nasal provocada por alergia e/ou resfriado, poderá aliviar o mal-estar com o uso de MAIS AR.

O dilatador nasal abre as vias nasais para que você possa respirar pelo nariz de forma segura, sem a ação e/ou efeitos colaterais dos medicamentos.

Caso você não sinta diferença, consulte um médico.

REDUZ O RONCO

Dormir com a boca aberta é uma das causas do ronco. Sabe-se que a congestão nasal pode contribuir para o ronco pois o indivíduo é forçado a dormir com a boca aberta. O uso de MAIS AR, por abrir mecanicamente as vias nasais, alivia a congestão nasal permitindo que você volte a respirar pelo nariz. Dessa forma, não será mais necessária a abertura da boca permitindo a redução do ronco. Porém seja paciente, a melhora pode levar algumas noites de uso contínuo para que você reaprenda a respirar pelo nariz e pare de roncar.

Caso você não sinta diferença, consulte seu médico, pois o ronco pode ter várias causas.

COMO FUNCIONA O DILATADOR NASAL MAIS AR?

A tira adere à pele e abre as vias nasais. Isso é tudo. Simples e imediato, alivia a congestão nasal sem medicamentos.

INSTRUÇÕES

- Lave e seque a parte externa do nariz.
- Abra a embalagem individual do produto pelas laterais.
- Retire a proteção da parte autocolante na aba que se encontra no meio da tira.

- Fixe a tira centralizando-a ao nariz de forma que a parte menor da tira se fixe no final das "ASA"s (Parte elevada acima das narinas).
- Faça uma leve pressão para fixar melhor a tira.
- Pra remoção do produto descole lentamente pelas laterais de preferência ao lavar o rosto com água morna ou no banho.

INSTRUÇÕES DE USO

APLICAÇÃO CORRETA



1 Esta é a forma como se deve colocar a tira para obter melhores resultados.

2 Lave e seque o nariz.



3

Remova o papel que protege a tira e coloque-a como indicado. Faça uma leve pressão para fixar a tira.

APLICAÇÃO INCORRETA



⊘
Muito Alto



⊘
Muito Baixo

PARA REMOVER



Descole a tira lentamente. Faça isso de preferência quando for lavar o rosto com água morna ou no banho. Comece pelas pontas e depois remova a tira toda.

SUGESTÕES

- Não toque o lado adesivo.
- Lave a pele com água e sabão antes de aplicar a tira.
- No exercício físico: aplique a tira 30 minutos antes de iniciar a atividade física.
- Peles sensíveis ou muito secas: coloque uma pequena gota de creme hidratante ou óleo no centro da tira (somente os lados precisam ser fixos no nariz para que a tira funcione).

ADVERTÊNCIAS

- Somente para uso externo.
- Não usar sobre pele irritada, queimada de sol ou ferida.
- Caso ocorra irritação com o produto, interromper seu uso.
- Não utilizar por mais de 12 horas por dia.
- Produto descartável: usar cada tira somente uma vez.
- Não usar em crianças menores de 5 anos.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Conservar em temperatura ambiente.

Este produto não é indicado para o tratamento da apneia do sono. Pessoas com sintomas de apneia devem consultar um médico

Importado e Distribuído por:

Fabricado por: Z.B.M.P. Co., Ltd.

Importado e Distribuído por: Crivitta Diagnóstica LTDA
CNPJ: 03.241.947/0001-82 - Rua Vitorino José Luiz, 495 - G14
Forquilha - São José / SC - Brasil - CEP 88.106-516
assistencia@wiso.com.br | Made in China
A.F. ANVISA: 8.09.456-0 / REG. ANVISA: 809456000001
Farm. Resp.: Thiago Gonçalves Larroyd - CRF-SC No. 9632



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800-7274200 (Discagem Direta Gratuita)

Conservação: Conservar em temperatura ambiente.

Validade do Produto: 36 meses.

Data de fabricação: Vide embalagem.